

GUNZE

高周波電気手術装置

Specialist PRO 1250S

For Cutting&Coagulation



GUNZE MEDICAL

グンゼメディカル株式会社

管理医療機器 販売名:高周波電気手術装置 認証番号:230AGBZX00127000

管理医療機器 販売名:バイポーラ 認証番号:302AGBZX00043000

管理医療機器 販売名:AARON対極板 認証番号:302AGBZX00048000

管理医療機器 販売名:モノポーラ 認証番号:302AGBZX00104000

一般医療機器 販売名:AARON バイポーラコード 届出番号:13B1X00180000207



Specialist PRO 1250S

Specialist PRO 1250S 基本セット (品番:A1250S)



(本体)

特徴

- ① 複数の安全機能を搭載した、多目的高周波電気手術装置です。
- ② 出力設定は、プッシュボタン操作を使用したデジタル表示です。
- ③ 治療に必要な5つのモード(切開・混合・ピンポイント凝固・スプレー凝固・バイポーラ)を搭載しています。

仕様

サイズ:15.2cm(H)/26.0cm(W)/30.5cm(D)
質量:<4.1kg

電源:AC100~240V(50/60Hz)

出力: モード	出力最大値	基本周波数
切開	120W	357±50kHz
混合	90W	357±50kHz
ピンポイント凝固	80W	475±19kHz
スプレー凝固	40W	410±50kHz
バイポーラ	30W	520kHz (-14kHz,+29kHz)

〈セット内容〉



ESRE 5枚
ディスプレイスプリット型対極板(コード無し)
※未滅菌
※追加発注時の品番:ESRE-B



A1252C 1本
ディスプレイスプリット型対極板用コード
(ESRE-B用)
※追加発注時の品番:A1252C-B

バイポーラ使用時に必要なオプション品



BV-1253B-B 1個
フットスイッチ
(A1250S,A1250用)
※リユーズ可能



A827V-E 1本
バイポーラコード
※リユーズ可能



ESPR2-B 1本
プッシュボタンペンシル
ESPR2(リユーズ可能)



A1204P-B 1枚
リユーズ可能対極板
(コード無し)



A1254C-B 1本
リユーズ可能対極板用コード
(A1204P-B用)



ESREC-B★50枚
コード付きディスプレイスプリット型対極板
※未滅菌



バイポーラ電極各種
※リユーズ可能



ESP1-B 50本
プッシュボタンペンシル
ESP1(ディスプレイスプリット)
※滅菌済



ESRE-B 50枚
ディスプレイスプリット型
対極板(コード無し)※未滅菌



A1252C-B 1本
ディスプレイスプリット型
対極板用コード(ESRE-B用)



ESMS2 1セット
専用スタンドセット(A1250シリーズ用)
81.4cm(H)/48.3cm(W)
/50.0cm(D)
※医療機器非該当品

※★は受注発注品となります
納期は各営業所へお問い合わせください

販売代理店

製造販売業者:

グンゼメディカル株式会社

〒105-7315 東京都港区東新橋1丁目9番1号 東京汐留ビルディング15階
TEL:03-4485-0020

文書管理NO. P000162-2 [2022.11]