


小型電気凝固装置

DERM 942

For Coagulation

最大40Wまで出力可能! 多様な症例に対応する
軽量でコンパクトな高周波電気手術器





DERM 942

DERM 942基本セット(品番:A942S)



(本体)

特徴

- ①最大40Wまで出力可能な、凝固に特化した高周波電気手術器です。
- ②大きなデジタル表示を採用、滑らかな回転式ダイヤル操作で設定が簡単です。
- ③0~10の低出力域は、0.1単位で設定が可能です。
- ④コンパクトかつ軽量なので持ち運びも容易です。
- ⑤オプションでバイポーラモードの使用が可能です。

仕様

サイズ:18.8cm(H)/22.8cm(W)/10.5cm(D)
 質量:<2.27kg
 電源:AC100~240V(50/60Hz)
 電源入力:1.1A
 消費電力:110VA
 ヒューズ:T1.25AH, 250V

出力:モード	出力最大値	基本周波数
凝固	40W	410kHz±20%
バイポーラ	40W	368kHz±10%

〈セット内容〉


A802EU-B 1枚
リユーズابل対極板



A902 1本
モノポーラハンドピース(A942用)
※リユーズابل
※追加発注時の品番:A902-B



A837★1個
壁掛けキット
※医療機器非該当品



バイポーラ使用時に必要なオプション品

A803-E 1個
フットスイッチ(A942用)



A827V-E 1本
バイポーラコード
※リユーズابل



A802EU-B 1枚
リユーズابل対極板



A902-B 1本
モノポーラハンドピース(A942用)
※リユーズابل



モノポーラ電極 各種



バイポーラ電極各種
※リユーズابل



A813★1個
卓上用スタンド(A942,A940用)
※医療機器非該当品



A812-C★1セット
専用スタンドセット(A942,A940用)
304.8mm-1193.8mm(高さ)
※医療機器非該当品

※★は受注発注品となります
納期は各営業所へお問い合わせください

製造販売業者:

グンゼメディカル株式会社

〒105-7315 東京都港区東新橋1丁目9番1号 東京汐留ビルディング15階
TEL:03-4485-0020

販売代理店