

# 小型電気凝固装置

## DERM 942

For Coagulation

最大40Wまで出力可能! 多様な症例に対応する  
軽量でコンパクトな高周波電気手術器





# DERM 942

## DERM 942基本セット(品番:A942S)



(本体)

### 特徴

- ①最大40Wまで出力可能な、凝固に特化した高周波電気手術器です。
- ②大きなデジタル表示を採用、滑らかな回転式ダイヤル操作で設定が簡単です。
- ③0~10の低出力域は、0.1単位で設定が可能です。
- ④コンパクトかつ軽量なので持ち運びも容易です。
- ⑤オプションでバイポーラモードの使用が可能です。

### 仕様

サイズ:18.8cm(H)/22.8cm(W)/10.5cm(D)  
 質量:<2.27kg  
 電源:AC100~240V(50/60Hz)  
 電源入力:1.1A  
 消費電力:110VA  
 ヒューズ:T1.25AH, 250V

| 出力:モード | 出力最大値 | 基本周波数      |
|--------|-------|------------|
| 凝固     | 40W   | 410kHz±20% |
| バイポーラ  | 40W   | 368kHz±10% |

### 〈セット内容〉


**A802EU-B** 1枚  
リニューザブル対極板



**A902** 1本  
モノポーラハンドピース(A942用)  
※リニューザブル  
※追加発注時の品番:A902-B



**A837★**1個  
壁掛けキット  
※医療機器非該当品



### バイポーラ使用時に必要なオプション品

**A803-E** 1個  
フットスイッチ(A942用)



**A827V-E** 1本  
バイポーラコード  
※リニューザブル



**A802EU-B** 1枚  
リニューザブル対極板



**A902-B** 1本  
モノポーラハンドピース(A942用)  
※リニューザブル



モノポーラ電極 各種



バイポーラ電極各種  
※リニューザブル



**A813★**1個  
卓上用スタンド(A942,A940用)  
※医療機器非該当品



**A812-C★**1セット  
専用スタンドセット(A942,A940用)  
304.8mm-1193.8mm(高さ)  
※医療機器非該当品



販売代理店

製造販売業者:

グンゼメディカル株式会社

〒105-7315 東京都港区東新橋1丁目9番1号 東京汐留ビルディング15階  
TEL:03-4485-0020