

Bovie Accessories

Compatible with
DERM942 & Specialist PRO 1250S

バイポーラ (リューザブル)

※入数:1本



A820-B

チップ太さ: 1.0mm
全長: 19cm



A821-B★

2.0mm
20cm



A822-B

1.0mm
18cm



A823-B★

1.0mm
18cm



A824-B

0.5mm
11cm



A825-B

1.0mm
12cm



A826-B

0.5mm
11cm

※ バイポーラの全長は接続部のピンの長さを含みません

※ ★は受注発注品となります。納期は各営業所へお問い合わせください

※入数:1本

電極 (リニューザブル)



A833-B★	A836-B★	A832M-B★	ES21R-B★	A834-B	A811-B★	A830-B★	A831-B★	ES20R-B★	ES02R-B	ES01R-B	ES18R-B★
チップ規格: φ0.5mm	-	φ2mm	φ4mm	φ0.4mm	φ1mm	-	φ2mm/45°	φ5mm	25mm	18mm	19mm/45°
電極全長: 7.5cm	10cm	-	5cm	4cm	4cm	5cm	5.4cm	5cm	7cm	7cm	6.4cm

電極 (ディスポーザブル・滅菌済)




ES07-B	ES06-B★	ES04-B★	ES39-B★	ES40-B★	ES54-B★	ES55-B★	ES03-B★	ES01-B	ES37-B★	ES36-B	ES02-B	ES20-B★	ES18-B★	A807-B	A805-B	ES21-B★	ES50-B★	A807DE-B★
チップ規格: φ5mm	φ3mm	18mm	4mm	φ0.8mm/3mm	4mm	18mm	φ0.8mm/26mm	18mm	4mm	φ0.8mm/3mm	φ0.8mm/26mm	φ5mm	18mm/45°	25mm	25mm	φ4mm	φ3mm	25mm
電極全長: 13cm	13cm	15cm	15cm	15cm	10cm	10cm	15cm	7cm	7cm	7cm	7cm	5cm	6.4cm	7cm	7cm	5cm	5cm	6cm
入数: 5本	5本	25本	25本	25本	25本	25本	25本	50本	25本	25本	25本	25本	5本	50本	50本	25本	25本	50本

※ダーマルチップ(A807-B, A805-B, A807DE-B)は凝固モード/混合モードでの使用を推奨します

ループ電極 (ディスポーザブル・滅菌済)

※入数:5本



- ※ 電極の接続部外径はすべて2.38mm (3/32")となります
- ※ 凝固モードでは使用しないでください
- ※ ★は受注発注品となります。納期は各営業所へお問い合わせください

販売代理店

製造販売業者:

グンゼメディカル株式会社

〒105-7315 東京都港区東新橋1丁目9番1号 東京汐留ビルディング15階
TEL:03-4485-0020